

# NEW GENE COVID-19 ANTIGEN NACHWEISKIT - NASENABSTRICH

## zuverlässiger Nachweis der Delta- und Omikronvariante



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	VE
99816-08	New Gene Covid-19 Antigen Nachweiskit - Nasenabstrich	1 VE = 8 Stück (einzeln verpackt)
99816-500		1 VE = 500 Stück (einzeln verpackt)

### INHALT PRO TESTKIT

- 1 x Testkassette (verpackt in Folienbeuteln mit Trockenmittel)
- 1 x Extraktionsreagenzröhrchen mit 0,3 ml Extraktionsreagenz
- 1 x sterilisierter Tupfer zur Probenentnahme
- 1 x Gebrauchsanweisung

### BESCHREIBUNG

- Zuverlässiger Nachweis der Delta- und Omikronvariante
- Genauigkeit auch bei hohen CT-Werten nach Euroserv Studie bestätigt
- **Vorgefüllte Röhrchen**, dadurch massive Zeitersparnis
- Typ: Lateral-Flow Laien-/Selbsttest, **Testtyp**: Qualitativ
- CE zertifiziert, CE 1434
- **Probenentnahme**: Abstrich im Nasenvorhof
- **Dauer**: 15 Minuten
- BFARM Listung: AT1210/21
- Evaluiert durch das Paul-Ehrlich-Institut: Ja
- **Omikron-Erkennung entsprechend Bridging-Prüfung des PEI**
- **Sensitivität**: 97,11 % **Spezifität**: 99,24 %

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 30°C) oder Kälte (unter 2°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

Für den privaten Gebrauch geeignet.

Für den Einsatz von Selbsttests / Zur Durchführung durch Laien geeignet.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	entfällt
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	3822.0000
Haltbarkeit:	24 Monate
Klassifizierung:	IVD
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

### KENNZEICHNUNG



 New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd., Room 1606, Floor 16, Building 5, 688 Bin'an Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

**EC REP** SUNGO Europe B.V., Olympisch Station 24, 1076DE Amsterdam, Niederlande

**Benannte Stelle**: Polish Center for Testing and Certification, 469 Pulawska Street, 02-844 Warschau, Polen, E-Mail: pcbc@pcbc.gov.pl

Importeur:

**nordiska** 

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Stand: 04-2022